

一次性使用血浆胆红素吸附柱	
吸附剂装量	280、330mL
血室容积	115±25ml、134±10mL
填充液	注射用水（符合中国药典要求）
吸附性能	按产品技术要求方法检测，对胆红素的吸附量不低于0.8umol/mL，对胆汁酸的吸附量不低于0.3umol/mL，柱体可耐受100kPa的压力
吸附率	对胆红素的吸附率不低于40%
适用范围	适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。
结构及组成	产品采用苯乙烯系离子交换树脂为吸附剂，外壳容器材料为聚丙烯，两端有过滤网，其中血浆端加装无纺布。
产品特点	（1）特异性吸附胆红素、胆汁酸。 （2）可与多种人工肝支持系统组合使用。
吸附时间	吸附时间一般为120~180分钟
处理血浆量	处理血浆量3600mL~5400mL
血浆流速	血浆流速宜在20mL/min-50mL/min。
静脉端	加装聚丙烯材质无纺布，安全性更高
灭菌方法	湿热灭菌，对吸附剂和罐体均没有影响